

ORINA 24 HORAS: PORFOBILINÓGENO Y PORFIRINAS

PARA OBTENER UN RESULTADO FIABLE LE ROGAMOS SIGA LAS SIGUIENTES INDICACIONES

Para esta prueba es necesario recoger la orina de 24 horas.

- 1º día: La primera orina de la mañana NO se recoge.
- Recoger todas las orinas sucesivas en el frasco. Durante la recogida el frasco debe mantenerse refrigerado en NEVERA.
- 2º día: Recoger la primera orina de la mañana en el frasco.
- Tapar bien el frasco, cubrirlo completamente con papel de aluminio y llevarlo al laboratorio.